

DESATASCADOR LÍQUIDO MPL

DESCRIPCIÓN:

El Desatascador Líquido MPL está destinado a eliminar rápida y eficazmente los atascos producidos por restos de materia orgánica (jabón, alimentos, cabellos, etc.) en tuberías de lavabos, fregaderos, duchas, bañeras, etc. El uso regular del Desatascador Líquido MPL previene la formación de atascos y elimina los malos olores.

MODO DE EMPLEO:

Abrir el envase como se indica en la etiqueta delantera.

Presencia de malos olores o desagüe lento: Añada al desagüe 1/4 (250 ml aprox.) de desatascador. Espere 30 minutos aproximadamente y enjuague con agua caliente del grifo. Repita la operación si persiste el atasco, y deje actuar toda la noche.

Mantenimiento preventivo: Vierta un chorrito (aprox. 100 ml) cada 2 semanas. Proceda como se ha indicado en el apartado anterior. No use ningún instrumento desatascador después de verter el producto. Evite el contacto con superficies doradas y con aluminio.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad

Valores típicos

Aspecto

Líquido denso transparente o con ligera turbidez.

Densidad (g/cm³)

1.318 - 1.338

Composición

Hidróxido de sodio 30%.

APLICACIONES:

Destinado a la eliminación de atascos producidos por restos de materia orgánica (jabón, alimentos, cabellos, etc) en tuberías de lavabos, fregaderos, duchas, bañeras, etc.

PRECAUCIONES:

Skin Corr. 1A: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No ingerir. No mezclar con ácidos, como por ejemplo salfument. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Leer la etiqueta antes del uso. En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20.

ENVASE:

Código	300689	302006
Envase tipo	Botella de asa de polietileno blanco.	Botella de asa de polietileno blanco.
Tapón	Tapón de seguridad de polietileno blanco.	Tapón de seguridad de polietileno blanco.
Capacidad	1 L	750 ml
Nº Unidades por caja	12	12
Nº Cajas por palet	50	50
Código EAN	8436032030302	8436032031859