

## TASKI Sani Des conc

### Detergente desinfectante para baños - concentrado

#### Descripción

Detergente desinfectante altamente concentrado de uso diario para la limpieza, desinfección y desodorización de superficies duras resistentes al agua en zonas sanitarias (fregaderos, duchas, baños, grifos, puertas, WC, etc.).

#### Aplicaciones

- Acción 3 en 1 – limpia, desinfecta y desodoriza
- Desinfectante, efectivo contra una amplia variedad de microorganismos
- Agradable fragancia
- Parte del concepto único de dosificación y envasado EXACT

#### Ventajas

- Ideal para la eliminación diaria de manchas comunes en zonas sanitarias (e.g. huellas, jabón, champú, pasta de dientes, cal y aceites para el cuidado de la piel) en superficies como el plástico, el cromo, la porcelana o el acero inoxidable..
- Reduce el riesgo de una posible contaminación cruzada de bacterias
- Deja un agradable aroma en la zona sanitaria
- Tapón dosificador para una adecuada dosificación y control en uso

#### Modo de Empleo

##### Dosificación:

Método de limpieza en spray:

1 o 2 tapones en la botella pulverizadora con 500ml de agua según necesidad (2 - 4%)

##### Aplicación:

Añadir la dosis del producto en una botella pulverizadora llena de agua. Pulverizar la solución en un trapo húmedo y limpiar. Dejar actuar durante 5 minutos. En las manchas pulverizar directamente. Aclarar con agua y dejar secar.

#### Información Técnica

- Aspecto: Líquido transparente de color rojo
- Densidad relativa [20°C]: 1.050
- pH-puro: 10.2 – 11.2
- pH-en uso: 10.6 +/- 0.5 al 2% solución

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

# W9a



## **TASKI Sani Des conc**

### **Precauciones en su manipulación y almacenamiento**

#### **Manipulación segura:**

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.  
Restringido a usos profesionales.

#### **Información de almacenamiento:**

Consérvese en su envase original y lejos de temperaturas extremas.

### **Información Medioambiental**

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables siguiendo los requerimientos de la directiva CE 648/2004.

### **Registro**

Nº Registro **TASKI Sani Des conc**: 11-20-06103

### **Información Microbiológica**

**TASKI Sani Des conc** cumple la norma **UNE-EN1276** a la concentración de 0.5%, durante un tiempo de contacto de 5 minutos, a 20°C + 1°C en condiciones limpias de ensayo (0.3% bovine albumin) y aguas duras (300ppm de CaCO<sub>3</sub>), cuando los organismos de ensayo con Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae y Staphylococcus aureus.

**TASKI Sani Des conc** cumple la norma **UNE-EN13697** a la concentración de 4%, durante un tiempo de contacto de 5 minutos, a 20°C + 1°C en condiciones limpias de ensayo (0.3% bovine albumin) y aguas duras (300ppm de CaCO<sub>3</sub>), cuando los organismos de ensayo con Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae y Staphylococcus aureus.

**TASKI Sani Des conc** muestra una efectiva inactivación frente al virus de la **Influenza A virus H3N8** (avian) cumpliendo la norma UNE-EN 14476 a las siguientes concentraciones y tiempos de exposición:  
Condiciones limpias de ensayo: 1% a un tiempo de contacto de 5 minutos.  
Condiciones sucias de ensayo: 1% a un tiempo de contacto de 10 minutos.

Información microbiológica adicional:

**Diversey España, S.L.**

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

P95560ESSP-01

© Copyright 2012 Diversey

2